



Step-by-Step with levels

DESCRIPCIÓN

► Tiene todas las excelentes características del comunicador Step-by-Step, y además dispone de niveles o escenas. Esta versión del comunicador permite grabar y reproducir 3 series de mensajes diferentes para poder disponer de mayores recursos en cada situación.

MODO DE EMPLEO

► En primer lugar se graban los mensajes indicando los diferentes puntos de parada y los cambios de nivel. Posteriormente, se reproduce el mensaje con cada pulsación y se avanza en la secuencia del mismo. Es posible cambiar de nivel mediante un interruptor deslizante



CARACTERÍSTICAS

- El número de mensajes por nivel no está limitado. Tres niveles.
- Se dispone de 240 segundos de tiempo de grabación total.
- Medidas: 6,35 cm.
- Entrada para un comunicador alternativo.
- Salida de tipo relé para activación de juguetes.
- Comunicador con diferentes tapas intercambiables en colores vistosos.

SUGERENCIAS

- Permite grabar estrofas de una canción, de un poema, los pasos de una receta, pequeños textos, para estimular la conversación por etapas.
- El comunicador Step by Step dispone de una carátula transparente que le puede ser de utilidad para incorporar símbolos en el comunicador
- Puede utilizar la salida para el control de juguetes del comunicador con el fin de activar algún dispositivo con entrada para conmutador a la vez que reproduce el mensaje.
- Puede utilizar los diferentes niveles para diversas situaciones de comunicación.
- Mediante el producto BJ-181 Soporte para Jelly Bean, puede sujetar el comunicador Step-by-step a cualquiera de nuestros brazos.

